



WB 快速高效蛋白转移垫

产品货号 AR0172

产品名称 Western Blotting 快速高效蛋白转移垫

价格规格 ¥80/100 张/12.5cm*12.5cm

产品保存 常温保存，一年有效

产品说明 Western blot 技术是在研究实验室常规和通用的一项技术，其伴有三个主要缺点。第一，转移蛋白至蛋白结合膜花费时间太长；第二，转移效率不恒定；第三，转移高分子量蛋白会出现一些问题。其它的缺点包括：转移设备过热，由于电流过大引起电能不足和印迹三明治组装杂乱等。

博士德根据顾客长期反馈的要求，目前向科研工作者推出 快速高效转移垫，能够有效解决上述的问题。每块转移垫减少转移时间大于 50%，并且持续高效率的转移。该项产品在不影响转移效率的前提下，允许使用较低浓度的转移缓冲液，从而避免了过热和电能不足。本转移垫在技术上结合了半干转移的方便和湿转的高效性，明显减少了缓冲液的使用量。选用此有效垫，确保了你的 Western blot 高度有效，快速简便，避免了大分子蛋白转移过程引起的各种问题。