

## 博士德生化检测项目及报价表

生化检测	项目分类及名称	指标	英文简称	编号	血清血浆检测费(元)	单指标样本用量/ul (生化上机指标底样100ul)	备注
公司免费提供试剂盒	肝功能	谷丙转氨酶	ALT	SH001	20	15	上机指标, 检测指标越多样本损耗越大, 每增加一个指标样本损耗增加15ul, 收样时样本用量需加上上机底样并根据指标个数加上样本损耗量。干冰邮寄
		谷草转氨酶	AST	SH002	20	15	试剂盒仅用于测血清血浆。干冰邮寄
		γ-谷氨酰基转移酶	γ-GT	SH003	20	5	干冰邮寄
		总胆红素	T-BIL	SH004	20	25	干冰邮寄
		直接胆红素	D-BIL	SH005	20	30	干冰邮寄
		碱性磷酸酶	ALP/AKP	SH006	20	5	干冰邮寄
		白蛋白	ALB	SH007	20	5	干冰邮寄
		总胆汁酸	TBA	SH008	40	25	干冰邮寄
	肾功能	尿素/尿素氮	BUN	SH009	20	5	干冰邮寄
		尿酸	UA	SH010	20	5	干冰邮寄
		肌酐	CR	SH011	20	5	干冰邮寄
	血脂四项	总胆固醇	T-CHO	SH012	20	2.5	干冰邮寄
		甘油三酯	TG	SH013	20	2.5	干冰邮寄
		高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	SH014	20	5	干冰邮寄
		低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	SH015	20	5	干冰邮寄
	血糖	糖化血清蛋白	GSP	SH016	20	10	干冰邮寄
		葡萄糖	GLU	SH017	20	10	干冰邮寄
	心肌酶谱	乳酸脱氢酶	LDH-L	SH018	20	6	干冰邮寄
		乳酸脱氢酶同工酶1	LDH1	SH019	40	10	干冰邮寄
		肌酸激酶	CK	SH020	20	5	干冰邮寄
		肌酸激酶同工酶	CKMB	SH021	40	10	干冰邮寄
	无机离子	钙	Ca	SH022	20	5	干冰邮寄
		氯	Cl	SH023	20	5	干冰邮寄
		无机磷	IP	SH024	20	6	干冰邮寄
		镁	Mg	SH025	20	5	干冰邮寄
		铁	Fe	SH026	20	25	干冰邮寄
		锌	Zn	SH027	20	25	干冰邮寄
		钠	Na	SH028	20	15	干冰邮寄
		钾	K	SH029	20	5	干冰邮寄
		α-淀粉酶	AMS	SH030	20	5	干冰邮寄
		总蛋白	TP	SH031	20	10	干冰邮寄
	抗氧化指标	总超氧化物歧化酶	SOD	SH032	20	30(不需要底样)	抗氧化指标为手动指标。干冰邮寄
		丙二醛	MDA	SH033	20	100(不需要底样)	可测组织及其他样本。干冰邮寄
		谷胱甘肽过氧化物酶	GSH-PX	SH034	20	100(不需要底样)	干冰邮寄
	血常规检测	1.白细胞	1.WBC	SH035	40	EDTA抗凝管取适量抗凝全血。EDTA与血液最佳比例为1.5mg:1ml, 样本量不可太多或太少, 取样后上下轻轻颠倒几次使血液与抗凝剂充分混匀	具体样本量与抗凝管大小相关, 抗凝管越大样本量需求越大, 最少不可低于100ul。4℃运输
		2.淋巴细胞数目	2.Lymph#	SH036			
		3.单核细胞数目	3. Mon#	SH037			
		4.中性粒细胞数目	4.Gran#	SH038			
		5.淋巴细胞百分比	5.Lymph%	SH039			
		6.单核细胞百分比	6.Mon%	SH040			
		7.中性粒细胞百分比	7.Gran%	SH041			
		8.红细胞数目	8.RBC	SH042			
		9.血红蛋白	9.HGB	SH043			
		10.红细胞压积	10.HCT	SH044			
		11.平均红细胞体积	11.MCV	SH045			
		12.平均红细胞血红蛋白含量	12.MCH	SH046			
		13.平均红细胞血红蛋白浓度	13.MCHC	SH047			
		14.红细胞分布宽度变异系数	14.RDW	SH048			
		15.血小板数目	15.PLT	SH049			
		16.平均血小板体积	16.MPV	SH050			
17.血小板分布宽度		17.PDW	SH051				
18.血小板压积		18.PCT	SH052				
尿常规	1.白细胞	1.WBC	SH053	30	单次检测样本量不可低于300ul, 如重复样本量应翻倍	收集尿液样本。干冰运输	
	2.酮体	2.KET	SH054				
	3.亚硝酸盐	3.NIT	SH055				
	4.尿胆原	4.URO	SH056				
	5.胆红素	5.BIL	SH057				
	6.蛋白质	6.PRO	SH058				
	7.葡萄糖	7.GLU	SH059				
	8.尿比重	8.SG	SH060				
	9.酸碱度	9.PH	SH061				
	10.隐血	10.BLD	SH062				
	11.肌酐	11.CR	SH063				
	12.尿钙	12.Ca	SH064				
	13.微白蛋白	13.MA	SH065				
客户买试剂盒	抗氧化指标	过氧化氢酶	CAT	SH066	20	50(不需要底样)	干冰运输
		一氧化氮	NO	SH067	20	150(不需要底样)	干冰运输
		总一氧化氮合酶	NOS	SH068	20	50(不需要底样)	干冰运输
		还原型谷胱甘肽	GSH	SH069	20	120(不需要底样)	要分清要做的指标再买试剂盒, GSH只可测还原型谷胱甘肽。干冰邮寄
		总谷胱甘肽/氧化型谷胱甘肽	T-GSH/GSSG	SH070	20	150(不需要底样)	要分清要做的指标再买试剂盒, T-GSH/GSSG可测总谷胱甘肽和氧化型谷胱甘肽两个指标。(有的厂家试剂盒测血清血浆需要取样时前处理)。干冰邮寄
		SH071					
		总抗氧化能力	T-AOC	SH072	20	50(不需要底样)	干冰邮寄
游离脂肪酸	NEFA	SH073	20	10(不需要底样)	需微板法试剂盒。干冰邮寄		

