



防脱载玻片(多聚赖氨酸处理)

产品货号: AR1065

产品名称: 防脱载玻片(多聚赖氨酸处理)

产品规格: 50 片/盒

产品应用: 防脱载玻片

使用说明:

常用于细胞培养、病理学组织和细胞制片、液基细胞学薄层制片，以防止操作过程中细胞或组织掉片现象的发生。用防脱玻片贴片后，请立即烤片，建议 37°C 烤片过夜。注意烤片温度不要超过 60°C，且时间不要过长，以实验中不脱片为原则。如烤片温度过高，时间过长，会对组织内抗原有影响。